

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aldh4A1 Pour Wb, Elisa - P30038

Numéro d'article: CM0013302



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ALDH4A1 humaine (Delta-1-pyrroline-5-carboxylate déshydrogénase). Convient pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Outil essentiel pour la recherche sur le métabolisme de la proline, le cycle de l'urée et les troubles mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH4A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P5CD ; ALDH4 ; P5CDh ; ALDH4A1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8659
ID de gène	8659
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 354-563 de l'ALDH4A1 humaine (NP_003739.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P30038
Poids moléculaire	62kDa
Expédition	Sac de glace