


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aldh5A1 Pour Wb, Elisa - P51649

Numéro d'article: CM0014560



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ALDH5A1 (SSADH, SSDH), validé pour des applications Western blot et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme du GABA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH5A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SSDH; SSADH; ALDH5A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7915
GeneID	7915
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P51649
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sachet de glace