


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aldh5A1/Ssadh Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51649

Numéro d'article: CM0007111



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ALDH5A1/SSADH humain pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme du GABA et la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-aldéhyde déshydrogénase 5-A1/SSADH/ALDH5A1
Remarques/Alias	SSDH ; SSADH ; Aldéhyde déshydrogénase 5-A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7915
GeneID	7915
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 777-976 de l'ALDH5A1 humain (NP_001071.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51649
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace