

Anticorps Polyclonal Anti-Aldh6A1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02252

Numéro d'article: CM0016804



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ALDH6A1 (MMSDH), adapté pour l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la malonate-semialdéhyde déshydrogénase mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH6A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4329
GeneID	4329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 326-535 de l'ALDH6A1 humaine (NP_005580.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02252
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace