


Anticorps Monoclonal Anti-Aldh7A1 Pour Wb, Elisa - P49419

Numéro d'article: CM0002033



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Anti-ALDH7A1 validé pour WB et ELISA. Détecte l'ALDH7A1 humain et de souris, une aldéhyde déshydrogénase multifonctionnelle impliquée dans la défense contre le stress oxydatif, le catabolisme de la lysine et l'inhibition de la ferroptose. Idéal pour la recherche sur le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH7A1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	501
GeneID	501
Immunogène	Peptide synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ALDH7A1 humain (P49419).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49419
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace