


Anticorps Polyclonal Anti-Aldh7A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49419

Numéro d'article: CM0028906



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ALDH7A1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme des aldéhydes, la ferroptose et l'épilepsie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ALDH7A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EPD ; PDE ; ATQ1 ; ALDH7A1
Espèce	Humain
ID du gène	501
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 430-539 de l'ALDH7A1 humain (NP_001173.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49419
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace