


Anticorps Polyclonal Anti-Aldoa Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04075

Numéro d'article: CM0014590



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALDOA humaine, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'ALDOA humaine, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur la glycolyse et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDOA Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	226
Identifiant du gène	226
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-348 de l'ALDOA humaine (NP_908930.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04075
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace