


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aldoa Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04075

Numéro d'article: CM0003459



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ALDOA à haute affinité adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Cible l'ALDOA humain (P04075), réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la glycolyse et la gluconéogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDOA Rabbit mAb
Remarques/Alias	ALDA ; GSD12 ; HEL-S-87p ; ALDOA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	226
Identifiant du gène	226
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'aldolase humaine (P04075).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04075
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace