


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aldob Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05062

Numéro d'article: CM0025061



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ALDOB de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'ALDOB humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur la glycolyse, la gluconéogenèse et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ALDOB
Remarques/Alias	ALDB ; ALDO2 ; ALDOB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	229
GeneID	229
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'ALDOB humain (NP_000026.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05062
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace