

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alg1 Pour Wb, Elisa - Q9Bt22

Numéro d'article: CM0029607

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ALG1 humaine, une mannosyltransférase clé de la N-glycosylation. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en glycobiologie et sur les maladies congénitales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ALG1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HMT1; MT-1; CDG1K; HMAT1; HMT-1; Mat-1; hMat-1; ALG1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	56052
GeneID	56052
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 215-464 de l'ALG1 humain (NP_061982.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BT22
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace