

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alg13 Pour Wb, Elisa - Q9Np73

Numéro d'article: CM0023999

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALG13 humain, validé en WB et ELISA, détecte l'ALG13 endogène (~126 kDa) dans des échantillons humains et murins. Convient pour étudier la N-glycosylation, les troubles congénitaux de la glycosylation et la fonction du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALG13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDG1S; DEE36; EIEE36; MDS031; TDRD13; CXorf45; GLT28D1; YGL047W; ALG13
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79868
GeneID	79868
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 167 de l'ALG13 humain (NP_001311219.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NP73
Poids Moléculaire Protéique	126 kDa
Expédition	Sac de glace