

Anticorps Polyclonal Anti-Alg2 Pour Wb, Elisa - Q9H553

Numéro d'article: CM0028881

Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) Lapin ALG2 est un anticorps validé pour le Western blot et l'ELISA, ciblant l'ALG2 humain, une mannosyltransférase impliquée dans la N-glycosylation, adapté pour la recherche sur les troubles de la glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALG2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDG1I; CDGII; CMS14; NET38; CMSTA3; hALPG2; ALG2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	85365
ID de Gène	85365
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 197-416 de l'ALG2 humain (NP_149078.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H553
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace