

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alg5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y673

Numéro d'article: CM0019939

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ALG5, validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'ALG5 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la biosynthèse des oligosaccharides liés au dolichol et des voies de N-glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALG5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PKD7; bA421P11.2; ALG5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	29880
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-190 de l'ALG5 humain (NP_037470.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y673
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace