

Anticorps Polyclonal Anti-Alix / Pdcd6Ip De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum4

Numéro d'article: CM0020201



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ALIX/PDCD6IP humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le tri endosomal, l'apoptose et le bourgeonnement viral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALIX / PDCD6IP Lapin pAb
Remarques/Alias	ALP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29; ALIX / PDCD6IP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10015
ID de gène	10015
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'ALIX / PDCD6IP humaine (NP_037506.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WUM4
Poids de la protéine	96kDa
Expédition	Sac de glace