

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Alix Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wum4

Numéro d'article: CM0007199



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ALIX de haute qualité validé pour le Western blot, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit avec l'ALIX humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur les exosomes, l'endocytose et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                              |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nom du produit     | ALIX Rabbit mAb                     |
| Remarques/Alias    | AIP1 ; ALIX ; HP95 ; DRIP4 ; MCPH29 |
| Espèce             | Humain                              |
| GeneID (Humain)    | 10015                               |
| GeneID             | 10015                               |
| Immunogène         | Protéine recombinante               |
| Source             | Lapin                               |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux               |
| Application        | WB, IF/ICC, IP, ELISA               |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                 |
| SWISS              | Q8WUM4                              |
| Poids protéique    | 96 kDa                              |
| Expédition         | Sac de glace                        |