

Anticorps Polyclonal Anti-Alk Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um73

Numéro d'article: CM0017646



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur humain de la tyrosine kinase ALK (CD246). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, réagissant avec les protéines humaines et murines. Convient aux études en neurobiologie, en oncologie et sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALK Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	238
GeneID	238
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1521 et 1620 de l'ALK humain (NP_004295.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UM73
Poids moléculaire	176 kDa
Expédition	Sac de glace