

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Alk Pour Wb, Elisa - Q9Um73

Numéro d'article: CM0004624



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le récepteur tyrosine kinase ALK humain. Adapté pour Western blot et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation ALK dans le développement neural et la recherche oncologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb ALK de lapin
Remarques / Alias	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	238
GeneID	238
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UM73
Poids de la protéine	176 kDa
Expédition	Sac de glace