

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alk Pour Wb Et Elisa - Q9Um73

Numéro d'article: CM0030539



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALK humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Cible le domaine kinase intracellulaire (aa 1093-1411). Adapté aux études d'oncologie et de développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALK Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALK1; CD246; NBLST3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	238
GeneID	238
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1093-1411 de l'ALK humaine (NP_004295.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UM73
Poids de la protéine	176kDa
Expédition	Sachet de glace