


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phosphatase Alcaline (Alpl) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Numéro d'article: CM0002178



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'ALPL humain (P05186). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la minéralisation squelettique et la thermogenèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Description                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin anti-Phosphatase Alcaline (ALPL)                                                                          |
| Remarques/Alias                  | HOPS ; HPPA ; HPPC ; HPPI ; HPPO ; TNAP ; TNALP ; APTNAP ; TNSALP ; AP-TNAP ; TNS-ALP ; Phosphatase Alcaline (ALPL)                     |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                  |
| Identifiant du gène              | 249                                                                                                                                     |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Phosphatase Alcaline humaine (ALPL) (P05186) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                   |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                   |
| Application                      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                     |
| SWISS                            | P05186                                                                                                                                  |
| Poids moléculaire de la protéine | 57 kDa                                                                                                                                  |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                            |