


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phosphatase Alcaline (Alpl) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05186

Numéro d'article: CM0017511



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phosphatase alcaline humaine (ALPL), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la minéralisation squelettique et la thermogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phosphatase alcaline (ALPL) Ac pAb Lapin
Remarques/Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Phosphatase alcaline (ALPL)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	249
ID de gène	249
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-260 de la phosphatase alcaline humaine (ALPL) (NP_000469.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05186
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace