


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phosphatase Alcaline (Alpl) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Numéro d'article: CM0017856



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la phosphatase alcaline humaine (ALPL) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la minéralisation squelettique, la biominéralisation et le métabolisme de la vitamine B6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phosphatase alcaline (ALPL) pAc Lapin
Remarques/Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Phosphatase alcaline (ALPL)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	249
ID de gène	249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-440 de la phosphatase alcaline humaine (ALPL) (NP_000469.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05186
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace