

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Alkbh1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q13686

Numéro d'article: CM0007526



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la dioxygénase d'acides nucléiques ALKBH1 humaine, validé pour WB, IP, IF/ICC et ELISA. Détecte l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN, la déméthylation de l'ARNt et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALKBH1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8846
GeneID	8846
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 290-389 de l'ALKBH1 humaine (NP_006011.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13686
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace