

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alkbh1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13686

Numéro d'article: CM0013869



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ALKBH1 validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA sur des échantillons humains et murins. Cible la dioxygénase des acides nucléiques ALKBH1, une enzyme clé de la déméthylation des ARNt et de la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALKBH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8846
ID du gène	8846
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-389 de l'ALKBH1 humain (NP_006011.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13686
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Sac de glace