

Anticorps Polyclonal Anti-Alkbh3 Pour Wb Et Elisa - Q96Q83

Numéro d'article: CM0029131



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-ALKBH3 validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'Humain et la Souris. Cible la déméthylase d'ADN/ARN ALKBH3 impliquée dans la réparation des nucléotides alkylés, idéal pour la recherche épigénétique et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALKBH3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ABH3, PCA1, DEPC1, hABH3, DEPC-1, ALKBH3
Espèce	Humain
GeneID	221120
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-286 de l'ALKBH3 humaine (NP_631917.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96Q83
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace