

Anticorps Polyclonal Anti-Alkbh4 Pour Wb, If/Icc - Q9Nxb9

Numéro d'article: CM0014407

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ALKBH4, une dioxygénase qui déméthyle l'actine et l'ADN. Validé pour WB et IF/ICC sur des échantillons humains et murins. Adapté pour l'étude de la cytokinèse et de la régulation de la chromatine dans la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALKBH4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ABH4 ; ALKBH4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54784
Identifiant du gène	54784
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-302 de l'ALKBH4 humain (NP_060091.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NXW9
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace