


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Alkbh5 Pour Wb, Elisa - Q6P6C2

Numéro d'article: CM0004279



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute spécificité dirigé contre l'ALKBH5 humaine (ARN déméthylase ALKBH5). Validé pour WB et ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les applications de recherche sur l'épitranscriptomique de l'ARN et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALKBH5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ABH5; OFOX D; OFOX D1; ALKBH5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	54890
ID du gène	54890
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66 à 394 de l'ALKBH5 humaine (NP_060228.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P6C2
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace