


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alkbh5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P6C2

Numéro d'article: CM0017835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ALKBH5 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte l'ALKBH5 humain, de souris et de rat, une déméthylase d'ARN essentielle à la modification m6A en épitranscriptomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALKBH5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ABH5; OFOXD; OFOXD1; ALKBH5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54890
GeneID	54890
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245-394 de l'ALKBH5 humain (NP_060228.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P6C2
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace