


Anti-Alkbh7 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q9Bt30

Numéro d'article: CM0023572



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ALKBH7 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la déméthylation de l'ARN mitochondrial et la nécrose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALKBH7 Lapin pAb
Remarques/Alias	ABH7, SPATA11, UNQ6002, ALKBH7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	84266
ID du gène	84266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-221 de l'ALKBH7 humain (NP_115682.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BT30
Poids protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace