


Anticorps Polyclonal Anti-Alkbh8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Bt7

Numéro d'article: CM0030839



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ALKBH8 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il reconnaît l'ALKBH8 humain, de souris et de rat, idéal pour l'étude de la modification des ARNt et la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALKBH8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ABH8; TRM9; MRT71; TRMT9; TRMT9A; ALKBH8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	91801
GeneID	91801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de l'ALKBH8 humain (NP_620130.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96BT7
Poids de la protéine	75kDa
Expédition	Sachet de glace