


Anticorps Polyclonal Anti-Alox12 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P18054

Numéro d'article: CM0015018



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALOX12 humain (12-lipoxygénase). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine d'environ 76 kDa. Convient pour la recherche sur l'activation plaquettaire, l'inflammation et la biologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALOX12 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LOG12 ; 12-LOX ; 12S-LOX ; ALOX12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	239
GeneID	239
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 483-663 de l'ALOX12 humain (NP_000688.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18054
Poids moléculaire de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace