

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alox12B Pour Wb, Elisa - 075342

Numéro d'article: CM0020861

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ALOX12B humain (12R-LOX), validé pour le WB et l'ELISA, reconnaissant les protéines humaine, murine et de rat. Essentiel pour l'étude de la fonction barrière cutanée et du métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALOX12B Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARCI2 ; 12R-LOX ; ALOX12B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	242
GeneID	242
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'ALOX12B humain (NP_001130.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075342
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace