

Anticorps Monoclonal Anti-Alox15 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16050

Numéro d'article: CM0006936

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ALOX15 humaine (12/15-lipoxygénase). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène de protéine recombinante. Idéal pour les études sur la biosynthèse des médiateurs lipidiques et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALOX15 Rabbit mAb
Remarques/Alias	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	246
GeneID	246
Immunogène	Protéine recombinante Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P16050
Poids Protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace