

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alox15 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16050

Numéro d'article: CM0027548

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ALOX15 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des médiateurs lipidiques, de l'inflammation et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ALOX15 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques / Alias    | LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                        |
| GenelD (Humain)      | 246                                                                                                                           |
| GenelD               | 246                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de l'ALOX15 humain (NP_001131.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                | P16050                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 75kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |