

## Anticorps Monoclonal Anti-Alox5 Pour Wb, If-P, Elisa - P09917

Numéro d'article: CM0006995



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ALOX5 de haute qualité, validé pour la WB, l'IF-P et l'ELISA. Détecte l'ALOX5 (5-LO) humain, murin et de rat, une enzyme clé de la biosynthèse des leucotriènes. Idéal pour les recherches sur l'inflammation et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | mAb de lapin anti-ALOX5                                                                                                     |
| Remarques/Alias                  | 5-LO, 5LPG, LOG5, 5-LOX, ALOX5                                                                                              |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                     |
| GeneID (humain)                  | 240                                                                                                                         |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de l'ALOX5 humaine (NP_000689.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                       |
| Application                      | WB, IF-P, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée               | Humaine, souris, rat                                                                                                        |
| SWISS                            | P09917                                                                                                                      |
| Poids moléculaire de la protéine | 78 kDa/71 kDa/74 kDa/61 kDa/56 kDa                                                                                          |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                |