


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Alox5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09917

Numéro d'article: CM0011637



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité dirigé contre l'ALOX5 humaine (5-lipoxygénase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'ALOX5 humaine, murine et de rat (78 kDa). Idéal pour la recherche sur l'inflammation et la biosynthèse des leucotriènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALOX5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	5-LO ; 5LPG ; LOG5 ; 5-LOX ; ALOX5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	240
ID du gène	240
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'ALOX5 humaine (P09917)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P09917
Poids moléculaire	78 kDa
Expédition	Sac de glace