

Anticorps Polyclonal Anti-Aloxe3 Pour Wb, Elisa - Q9Byj1

Numéro d'article: CM0027075



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ALOXE3 humaine (Lipoxygénase de type épidermique 3), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur la barrière cutanée et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALOXE3 Lapin pAb
Remarques/Alias	LI5; ARC13; E-LOX; eLOX3; eLOX-3; ALOXE3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	59344
GeneID	59344
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'ALOXE3 humaine (NP_067641.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYJ1
Poids Protéique	81kDa
Expédition	Sac de glace