


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Alpha-1 Antichymotrypsine (Serpina3) Pour Wb, Elisa - P01011

Numéro d'article: CM0002051



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Alpha-1 Antichymotrypsine humaine (SERPINA3, ACT). Validé pour WB et ELISA ; cible les résidus 1-423. Idéal pour les études de la réponse de phase aiguë et de la pathologie des plaques amyloïdes. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Alpha-1 Antichymotrypsine (SERPINA3)
Remarques/Alias	ACT ; AACT ; GIG24 ; GIG25 ; Alpha-1 Antichymotrypsine (SERPINA3)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	12
ID de gène	12
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01011
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace