


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpha-1-Antichymotrypsine (Serpina3) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Numéro d'article: CM0017500



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'alpha-1-antichymotrypsine humaine (SERPINA3), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Inhibe la cathepsine G des neutrophiles et la chymase des mastocytes, impliquées dans la réponse en phase aiguë et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-1-antichymotrypsine (SERPINA3), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	ACT ; AACT ; GIG24 ; GIG25 ; Alpha-1-antichymotrypsine (SERPINA3)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	12
GeneID	12
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-423 de l'alpha-1-antichymotrypsine humaine (Alpha-1-antichymotrypsine (SERPINA3)) (NP_001076.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01011
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Avec pain de glace