

Anticorps Monoclonal Anti-Alpha-1 Antitrypsine (Serpina1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Numéro d'article: CM0005644



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Alpha-1 Antitrypsine humaine (SERPINA1). Immunogène recombinant (aa 25-418). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. À utiliser dans la recherche sur les maladies respiratoires et les sépines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-1 Antitrypsine (SERPINA1) Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	PI ; A1A ; AAT ; PI1 ; A1AT ; nNIF ; PRO2275 ; alpha1AT ; Alpha-1 Antitrypsine (SERPINA1)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5265
Identifiant du gène	5265
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-418 de l'Alpha-1 Antitrypsine humaine (SERPINA1) (NP_000286.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01009
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace