

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpha-1 Antitrypsine (Serpina1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01009

Numéro d'article: CM0017339



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Alpha-1 Antitrypsine (SERPINA1) est un anticorps polyclonal détectant le SERPINA1 humain et murin. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, il cible un inhibiteur clé de la sérine protéase impliqué dans la protection pulmonaire. Idéal pour la recherche respiratoire et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Alpha-1 Antitrypsine (SERPINA1) Lapin pAb
Remarques/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsine (SERPINA1)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5265
GenelD	5265
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 156-255 de l'Alpha-1 Antitrypsine humaine (SERPINA1) (NP_000286.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01009
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace