


Anticorps Polyclonal Anti-Alpha 1 Spectrine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02549

Numéro d'article: CM0017585



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'alpha 1 Spectrine humaine (SPTA1), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la membrane des érythrocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	alpha 1 Spectrine pAb de lapin
Remarques / Alias	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alpha 1 Spectrine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6708
GeneID	6708
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 940-1160 de l'alpha 1 Spectrine humaine (NP_003117.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02549
Poids de la protéine	280kDa
Expédition	Sac isotherme