


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Alpha 1 Spectrine Pour Wb & Elisa - P02549

Numéro d'article: CM0010988



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'alpha 1 spectrine humaine (SPTA1, P02549). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur le cytosquelette de la membrane érythrocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètres	Spécifications
Nom du produit	alpha 1 Spectrine mAb de lapin
Remarques/Alias	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alpha 1 Spectrine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6708
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2300-2400 de l'alpha 1 spectrine humaine (P02549).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02549
Poids moléculaire	280kDa
Expédition	Sac de glace