

Anticorps Monoclonal Anti-Alpha-2-Macroglobuline (A2M) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01023

Numéro d'article: CM0008560



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'Alpha-2-Macroglobuline (A2M) humaine, un inhibiteur de protéase clé. Validé pour le western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie sur paraffine et l'ELISA. Fonctionne sur les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour étudier les mécanismes d'inhibition des protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-2-Macroglobuline (A2M) Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7, Alpha-2-Macroglobuline (A2M)
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	2
GenelD	2
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1200-1300 de l'A2M humaine (P01023)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01023
Poids moléculaire de la protéine	163 kDa
Expédition	Sac de glace