

Anticorps Polyclonal Anti-Alpha-2-Macroglobuline (A2M) Pour Wb - P01023

Numéro d'article: CM0023080



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Alpha-2-Macroglobuline (A2M) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Utile pour étudier les mécanismes d'inhibition des protéases et les interactions des protéines plasmatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-2-Macroglobuline (A2M) pAc Lapin
Remarques/Alias	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Macroglobuline (A2M)
Espèce	Humain
GeneID	2
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1155-1474 de l'Alpha-2-Macroglobuline (A2M) humaine (NP_000005.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01023
Poids moléculaire	163kDa
Expédition	Sac de glace