

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpha-2-Macroglobuline (A2M) Pour Wb, Elisa - P01023

Numéro d'article: CM0014902



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Alpha-2-Macroglobuline (A2M) validé pour WB et ELISA ; détecte l'A2M humain, murin, rat. Utilisé dans la recherche sur l'inhibition des protéases. UniProt P01023.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Alpha-2-Macroglobuline (A2M)
Remarques/Alias	A2MD ; CPAMD5 ; FWP007 ; S863-7 ; Alpha-2-Macroglobuline (A2M)
Espèces	Humain
GeneID (Humain)	2
GeneID	2
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1155-1474 de l'Alpha-2-Macroglobuline humaine (A2M) (NP_000005.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01023
Poids Moléculaire Protéique	163 kDa
Expédition	Sac de glace