

Anticorps Monoclonal Anti-Alpha-Fœtoprotéine (Afp) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numéro d'article: CM0004733



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'alpha-fœtoprotéine (AFP) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur les biomarqueurs du cancer du foie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Alpha-Fœtoprotéine (AFP) mAb de lapin
Remarques / Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fœtoprotéine (AFP)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	174
GeneID	174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-609 de l'alpha-fœtoprotéine (AFP) humaine (NP_001125.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02771
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace