

Anticorps Monoclonal Anti-Alpha-Fœtoprotéine (Afp) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numéro d'article: CM0003326



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant l'Alpha-Fœtoprotéine (AFP) humaine. Convient pour les applications Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les biomarqueurs du cancer du foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Alpha-Fœtoprotéine (AFP) mAb Souris
Remarques/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fœtoprotéine (AFP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	174
GeneID	174
Immunogène	Protéine recombinante de l'Alpha-Fœtoprotéine humaine (Alpha-Fœtoprotéine (AFP))
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02771
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace