

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Alpha-Fœtoprotéine (Afp) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numéro d'article: CM0005840



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-Alpha-Fœtoprotéine (AFP), produit chez le lapin, reconnaît l'AFP humaine. Convient pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Cible un biomarqueur sécrété de 69 kDa synthétisé par le foie fœtal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Alpha-Fœtoprotéine (AFP)
Remarques/Alias	AFPD ; FETA ; HPAFP ; Alpha-Fœtoprotéine (AFP)
Espèce	Humain
GeneID	174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 395-609 de l'Alpha-Fœtoprotéine (AFP) humaine (NP_001125.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02771
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace