

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpha-Fétoprotéine (Afp) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numéro d'article: CM0014059



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'alpha-fétoprotéine (AFP) humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande à 69 kDa. Idéal pour la recherche en biologie du développement et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-fétoprotéine (AFP) pAc Lapin
Remarques/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-fétoprotéine (AFP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	174
GeneID	174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-609 de l'alpha-fétoprotéine (AFP) humaine (NP_001125.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02771
Poids moléculaire	69kDa
Expédition	Sac de glace