


Anticorps Polyclonal Anti-Alpha Fodrine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13813

Numéro d'article: CM0017102



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Alpha Fodrine humaine (SPTAN1). Confirmé pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la sécrétion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha Fodrine pAb de lapin
Remarques/Alias	DEE5 ; NEAS ; EIEE5 ; SPTA2 ; Alpha Fodrine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6709
GeneID	6709
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 950-1130 de l'Alpha Fodrine humaine (NP_001123910.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13813
Poids protéique	285 kDa
Expédition	Sac de glace